


Wb, Elisa용 인산화-Pkc Delta-Y311 토끼 다가 클로날 항체 - Q05655

품목 번호: CM0001898



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 인산화-PKC delta-Y311 토끼 다가 클로날 항체입니다. 인간, 마우스 PKC delta와 반응합니다. 세포자멸사, 세포 주기 및 암 신호 전달 연구에서 PKC delta의 Tyr311 인산화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화-PKC delta-Y311 토끼 pAb
비고/별칭	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; 인산화-PKC delta-Y311
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5580
GeneID	5580
면역원	합성 펩타이드 - 쥐 PKC delta (NP_579841.1)의 Y311 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q05655
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스백