

Wb 및 Elisa용 인산화-Pkc 뮤 (S916) 토끼 다클론 항체 - Q15139

품목 번호: CM0001448

소개

Ser916에서 인산화된 PRKD1 (PKC 뮤)을 인식하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 인간 및 생쥐 PRKD1과 반응하여 신호 전달 경로 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-PKC 뮤-S916 토끼 pAb
비고/별칭	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; 인산화-PKC 뮤-S916
종	인간
유전자ID (인간)	5587
유전자ID	5587
면역원	인간 PKC 뮤 (NP_002733.2)의 S912 주변 합성 인산화 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q15139
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스 팩