


Phospho-Pkc (Pan) (Bii Ser660) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P24723 / Q04759

품목 번호: CM0001814



소개

인산화된 PKC (pan) (β II Ser660)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스 및 랫드에서 WB 및 ELISA에 대해 검증됨. 신호 전달, 종양학 및 심혈관 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PKC (pan) (β II Ser660) Rabbit pAb
비고/별칭	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ; Phospho-PKC (pan) (β II Ser660)
종	인간
GeneID (Human)	5578/5579/5580/5581/5583/5588
GeneID	5578/5579/5580/5581/5583/5588
면역원	합성 펩타이드; 인간 PKC (pan) β IIIPKCA (NP_002728.2)의 S660 주변 합성 인산화 펩타이드.
원료	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P24723/Q04759
단백질 분자량	59kDa/67kDa/74- 83kDa
배송	아이스백