


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Phospho-Pkcalpha/Beta Ii-T638/641 Rabbit Pab - P17252 / P05771

품목 번호: CM0000518



소개

Phospho-PKCalpha/beta II-T638/641 Rabbit pAb은 사람, 쥐, 및 랫트의 인산화된 PKC alpha 및 beta II를 검출합니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합하며, 이 항체는 세포 신호 전달, 암 및 심혈관 생물학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PKCalpha/beta II-T638/641 Rabbit pAb
비고/별칭	PKC-beta; PKCB; PRKCB1; PRKCB2; Phospho-PKCalpha/beta II-T638/641
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	5578/5579
GeneID	5578/5579
면역원	합성 펩타이드: 사람 PKCalpha/beta II PRKCA (NP_002728.2)의 T638 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	P17252/P05771
단백질 분자량	76kDa/77kDa
배송	아이스백 (Ice bag)