


Phospho-Pkcδ/θ-S643/676 Rabbit Pab - Q05655/Q04759

품목 번호: CM0001496



소개

PKCδ Ser643 및 PKCθ Ser676을 표적으로 하는 포스포-특이적 토끼 폴리클로날 항체로, 인간 및 마우스 샘플에서 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포자멸사와 암에서의 PKCδ/θ 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PKCδ/θ-S643/676 Rabbit pAb
비고/별칭	PRKCD/PRKCQ; Phospho-PKCδ/θ-S643/676
종	인간
GeneID (인간)	5580/5588
GeneID	5580/5588
면역원	합성 펩타이드 인간 PKCδ/θPRKCD (NP_001341605.1)의 S643 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q05655/Q04759
단백질 분자량	77kDa/80kDa/67kDa/74kDa/81kDa
배송	아이스백