

인산화-Pkr/Eif2Ak2-T446 토끼 단클론 항체 - P19525

품목 번호: CM0001643



소개

인간 PKR/EIF2AK2의 T446 인산화 부위를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 선천성 면역, 바이러스 감염 및 키나아제 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	인산화-PKR/EIF2AK2-T446 토끼 단클론 항체
비고/별칭	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; 인산화-PKR/EIF2AK2-T446
종	인간
유전자ID (인간)	5610
유전자ID	5610
면역원	인간 PKR/EIF2AK2 (P19525) T446 부위 주변의 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P19525
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스 팩