


인산화-Plc 감마 1 (Plcg1)-S1248 토끼 단클론 항체 (Wb, Elisa용) - P19174

품목 번호: CM0001576



소개

인산화된 PLCG1 (S1248)에 대한 토끼 단클론 항체로, 인간 및 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며 수용체 티로신 키나아제 신호 전달, 세포 이동 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-PLC 감마 1 (PLCG1)-S1248 토끼 mAb
비고/별칭	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1
종	인간
GeneID (인간)	5335
GeneID	5335
면역원	인간 PLC 감마 1 (PLCG1) (NP_877963.1)의 S1248 주변 합성 인산화 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P19174
단백질 분자량	149kDa
배송 방식	아이스 팩