


Phospho-Plc Gamma 1 (Plcg1)-S1248 Rabbit Pab - P19174

품목 번호: CM0000753



소개

인간, 마우스 및 랫트의 WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 인산화 PLCG1 (S1248)을 검출하는 토끼 다클로날 항체입니다. 성장 인자 신호 전달, 액틴 재조직 및 세포 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-S1248 Rabbit pAb
비고/별칭	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-S1248
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5335
GeneID	5335
면역원	합성 펩타이드(Synthetic Peptide)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P19174
단백질 분자량	149kDa
배송	아이스백(Ice bag)