


인 포스포-Plc 감마 1 (Plcg1)-Y783 토끼 다클론 항체, Wb, Elisa용 - P19174

품목 번호: CM0001231



소개

인 포스포-PLC 감마 1 (PLCG1)-Y783 토끼 다클론 항체는 웨스턴 블롯 및 ELISA용 인산화 특이적 항체로, 사람 PLCG1의 Y783 인산화 부위를 표적으로 합니다. 마우스와 교차 반응성이 있으며, 수용체 티로신 키나아제 신호 전달, 액틴 재구성 및 세포 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-PLC 감마 1 (PLCG1)-Y783 토끼 pAb
비고/별칭	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783
종	사람
유전자ID (사람)	5335
유전자ID	5335
면역원	합성 펩타이드 - 사람 PLC 감마 1 (PLCG1) (NP_877963.1?)의 Y783 부위를 포함하는 합성 인산화 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 특이적 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	P19174
단백질 분자량	149kDa
배송	아이스 팩