


인 포스포-Plc 감마 2 (Plcg2)-Y1217 토끼 다클론 항체 - P16885

품목 번호: CM0001783



소개

인간 PLCG2의 Y1217 인산화 부위에 특이적인 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간과 마우스와 교차반응합니다. 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인 포스포-PLC 감마 2 (PLCG2)-Y1217 토끼 pAb
비고/별칭	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2; Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y1217
종	인간
유전자ID (인간)	5336
유전자ID	5336
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차반응성	인간, 마우스
SWISS	P16885
단백질 분자량	148kDa
배송	아이스팩