


인산화-PLN-S16 토끼 단클론 항체 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa) - P26678

품목 번호: CM0000864



소개

인산화-PLN-S16 토끼 단클론 항체 (WB, IF-P, IHC-P, ELISA)는 사람, 생쥐, 쥐에서 Ser16 위치에서 인산화된 내인성 포스포람반을 검출합니다. 심장 칼슘 항상성 및 심근병증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화-PLN-S16 토끼 단클론 항체
비고/별칭	PLB; CMDIP; CMH18
종	사람
유전자ID (사람)	5350
면역원	사람 PLN의 S16 주변 합성 인산화 펩티드 (NP_002658.1)
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	P26678
단백질 분자량	6 kDa
배송 방식	아이스 팩