


## Wb 및 Elisa용 Phospho-Pln-S16 Rabbit Pab - P26678

품목 번호: CM0001651



### 소개

Phospho-PLN-S16 Rabbit pAb은 인간, 마우스 및 랫트 샘플에서 세린 16 위치에서 인산화된 포스포람반(Phospholamban)을 특이적으로 검출합니다. 심장 칼슘 조절 및 심근병증 연구의 WB 및 ELISA에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                        |
|--------------------------|------------------------------------------|
| 제품명                      | Phospho-PLN-S16 Rabbit pAb               |
| 비고/별칭                    | PLB; CMDIP; CMH18; Phospho-PLN-S16       |
| 종(Species)               | Human                                    |
| GeneID (Human)           | 5350                                     |
| GeneID                   | 5350                                     |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 PLN (NP_002658.1)의 S16 주변 합성 인산화 펩타이드 |
| 공급원(Source)              | Rabbit                                   |
| 카테고리                     | 인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)        |
| 응용(Application)          | WB, ELISA                                |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | Human, Mouse, Rat                        |
| SWISS                    | P26678                                   |
| 단백질 분자량                  | 6kDa                                     |
| 배송(Shipping)             | 아이스 백(Ice bag)                           |