


Phospho-Pln-S16/T17 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P26678

품목 번호: CM0001541



소개

Western blot 및 ELISA용 Phospho-PLN-S16/T17 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 심근 근소포체의 SERCA2 활성을 조절하는 핵심 인자인 인산화된 포스포람반(phospholamban)을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PLN-S16/T17 토끼 pAb
비고/별칭	PLB; CMD1P; CMH18; Phospho-PLN-S16/T17
종	인간
유전자 ID (인간)	5350
유전자 ID	5350
면역원	인간 PLN의 S16 및 T17 주변 합성 인산화 펩타이드 (NP_002658.1).
출처	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P26678
단백질 무게	6kDa
배송	아이스팩