


Phospho-Pln-T17 Rabbit Pab - P26678

품목 번호: CM0001871



소개

고특이성 Phospho-PLN-T17 토끼 폴리클론항체, WB, IHC-P, ELISA에 적합. 사람, 마우스, 랫드의 Thr17에서 인산화된 phospholamban을 검출. 심장 칼슘 신호전달 및 심근병증 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-PLN-T17 Rabbit pAb
비고/별칭	PLB; CMD1P; CMH18; Phospho-PLN-T17
종	사람
GeneID (사람)	5350
GeneID	5350
면역원	합성 펩타이드: 사람 PLN (NP_002658.1)의 T17 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P26678
단백질 분자량	6kDa
배송	아이스백