


인 Phospho-Polr2A Ctd-S2 토끼 단일클론 항체 - P24928

품목 번호: CM0001971



소개

POLR2A CTD의 인산화 Ser2에 특이적인 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	Phospho-POLR2A CTD-S2 토끼 mAb
비고/별칭	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpIILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S2
종	인간
유전자ID (인간)	5430
유전자ID	5430
면역원	합성 펩티드 (인간 POLR2A CTD 반복서열 YSPTSPS의 S2 주변 잔기에 해당하는 인 특이적 인산화 펩티드)
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P24928
단백질 분자량	217 kDa
배송	아이스팩