


Phospho-Polr2A Ctd- S2/S5 Rabbit Pab - P24928

품목 번호: CM0001491



소개

Phospho-POLR2A CTD (S2/S5) 토끼 폴리클론항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 POLR2A CTD 반복 서열 YSPTSPS의 Ser2/Ser5 인산화를 표적합니다. 전사 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	Phospho-POLR2A CTD- S2/S5 Rabbit pAb
비고/별칭	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpIILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD- S2/S5
종	인간
GeneID (Human)	5430
GeneID	5430
면역원	합성 펩타이드 인간 POLR2A CTD 반복 서열 YSPTSPS의 S2/S5 주변 잔기에 해당하는 인산화 특이적 펩타이드.
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P24928
단백질 분자량	217kDa
배송	아이스백