


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 인산화-Polr2A Ctd-S5 토끼 Mab - P24928

품목 번호: CM0000436



소개

POLR2A CTD Ser5에 대한 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체로, 사람, 쥐, 랫드에서 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. RNA 중합효소 II 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화-POLR2A CTD-S5 토끼 mAb
비고/별칭	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpIILS; hsRPB1; hRPB220; 인산화-POLR2A CTD-S5
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	5430
유전자 ID	5430
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 POLR2A CTD (P24928)의 S5 잔기 주변에 상응하는 인산화 특이적 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P24928
단백질 분자량	217kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)