


Phospho-Polr2A Ctd-T4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa, Chip - P24928

품목 번호: CM0000458



소개

WB, IP, ELISA, ChIP에 검증된 고품질 Phospho-POLR2A CTD-T4 Rabbit polyclonal 항체; CTD heptapeptide 반복의 T4에서 인산화된 인간, 마우스, 쥐 POLR2A를 검출합니다. 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-POLR2A CTD-T4 Rabbit pAb
비고/별칭	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpiILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-T4
종	인간
유전자 ID (인간)	5430
유전자 ID	5430
면역원	합성 펩타이드 인간 POLR2A CTD 반복 서열 YSPTSPS의 T4 주변 잔기에 해당하는 인산화 특이적 펩타이드.
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P24928
단백질 분자량	217kDa
배송	아이스백