


Phospho-Pp2A Catalytic A (Y307) 토끼 단일클론 항체 (Wb, Elisa용) - P67775

품목 번호: CM0001595



소개

Western blot 및 ELISA용 phospho-PP2A catalytic α (Tyr307) 특이적 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 및 마우스 PPP2CA를 인식하며, 예상 분자량은 36 kDa입니다. SWISS: P67775.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PP2A Catalytic α -Y307 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	RP-C; PP2Ac; PP2CA; NEDLBA; PP2Calpha; Phospho-PP2A Catalytic α -Y307
종	인간
유전자 ID (인간)	5515
면역원	합성 펩타이드 - 인간 PP2A Catalytic α (P67775)의 Y307 주변 합성 인산화 펩타이드
출처	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P67775
단백질 무게	36kDa
배송	아이스팩