


## Phospho-Ppig-S376 Rabbit Pab For Wb, Elisa - Q13427

품목 번호: CM0000953



### 소개

S376에서 인산화된 PPIG를 표적하는 포스포 특이성 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 스플라이싱 조절 및 인산화 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 제품명     | Phospho-PPIG-S376 Rabbit pAb                        |
| 비고/별칭   | CYP; SRCyp; SCAF10; CARS-Cyp; Phospho-PPIG-S376     |
| 종       | 인간                                                  |
| 유전자 ID  | 9360                                                |
| 면역원     | 합성 펩타이드: 인간 PPIG (NP_004783.2)의 S376 주변 합성 인산화 펩타이드 |
| 원천      | 토끼                                                  |
| 카테고리    | 인산화 항체                                              |
| 응용 분야   | WB, ELISA                                           |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스, 래트                                         |
| SWISS   | Q13427                                              |
| 단백질 분자량 | 89kDa                                               |
| 배송      | 아이스백                                                |