

인산화-Ppp1Ca-T320 토끼 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa) - P62136

품목 번호: CM0001782



소개

(T320에서 인산화된) PPP1CA에 대한 인산화 특이적 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. PP1 신호전달, 세포 분열 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-PPP1CA-T320 토끼 단클론 항체
비고/별칭	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; Phospho-PPP1CA-T320
종	인간
유전자ID (인간)	5499
유전자ID	5499
면역원	합성 펩티드 인간 PPP1CA (NP_002699.1)의 T320 주변 합성 인산화 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62136
단백질 분자량	32kDa/37kDa/38kDa
배송	아이스 팩