


Phospho-Ppp1R12A-S668 토끼 폴리클론항체 (Wb, Elisa 용) - O14974

품목 번호: CM0000885



소개

Phospho-PPP1R12A (MYPT1) S668 토끼

폴리클론항체는 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다.

사람, 쥐, 래트에서 세린 668에서 인산화된 PPP1R12A를 검출합니다. 미오신 인산가수분해효소 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PPP1R12A-S668 토끼 pAb
비고/별칭	MBS; GUBS; M130; MYPT1; Phospho-PPP1R12A-S668
종 특이성	사람
유전자 ID	4659
면역원	합성 펩타이드
원산지	토끼
분류	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	O14974
단백질 분자량	115kDa
배송	아이스팩