


인산화-Prkcq-S676 토끼 Pab - Q04759

품목 번호: CM0001811



소개

PRKCQ(S676)를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체입니다. T세포 신호전달, 염증 및 혈소판 기능의 핵심 키나아제인 인간 인산화 PRKCQ를 WB 및 ELISA 검출에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-PRKCQ-S676 토끼 pAb
비고/별칭	PRKCT; nPKC-theta; 인산화-PRKCQ-S676
종	인간
유전자 ID (인간)	5588
유전자 ID	5588
면역원	인간 PRKCQ의 S676 주변 잔기에 상응하는 합성 펩타이드 (인산화 특이적)
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q04759
단백질 분자량	82kDa
배송 방식	아이스팩