


Phospho-Prkcq-T538 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q04759

품목 번호: CM0001688



소개

Thr538 부위에서 인산화된 인간 PRKCQ를 검출하는 인 특이 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, T세포 수용체 신호전달, NF-kB 활성화 및 면역 반응의 핵심 키나아제인 단백질 키나아제 C 세타를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

주요 제품 사양	
제품명	Phospho-PRKCQ-T538 토끼 pAb
비고/별칭	PRKCT; nPKC-theta; Phospho-PRKCQ-T538
종	인간
유전자 ID (인간)	5588
유전자 ID	5588
면역원	인간 PRKCQ (NP_006248.1)의 T538 부위 주변 합성 인산화 펩티드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q04759
단백질 분자량	82kDa
배송 방식	아이스백