


Wb 및 Elisa용 인산-Prmt4/Carm1 (Ser228) 토끼 다클론 항체 - Q86X55

품목 번호: CM0001277



소개

WB 및 ELISA용 인산-CARM1 (Ser228)을 인식하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간 CARM1(~66 kDa)을 검출합니다. 전사 보조 활성화, RNA 처리 및 암 신호 전달 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산-PRMT4/CARM1-S228 토끼 pAb
비고/별칭	PRMT4; 인산-PRMT4/CARM1-S228
종	인간
GeneID (인간)	10498
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q86X55
단백질 분자량	66kDa
배송 방법	아이스백