

Wb 및 Elisa용 Phospho-Psd93/Chapsyn-110/Dlg2-Y340 토끼 다클로날 항체 - Q15700

품목 번호: CM0000901



소개

WB, ELISA용 Phospho-PSD93/DLG2-Y340 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트에서 검증되었습니다. NMDA 수용체 신호 전달 및 만성 통증 인지에 관여하는 시냅스 후 스캐폴드 단백질 chapsyn-110/PSD-93을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-PSD93/chapsyn-110/DLG2-Y340 토끼 pAb
비고/별칭	PSD93; PSD-93; PPP1R58; chapsyn-110; Phospho-PSD93/chapsyn-110/DLG2-Y340
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1740
유전자 ID	1740
면역원	인간 PSD93/chapsyn-110/DLG2 (NP_001355.2)의 Y340 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q15700
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스 백(Ice bag)