


Wb, Elisa용 인산화-Rac1/2/3-S71 토끼 다클로날 항체 - P63000/P15153/P60763

품목 번호: CM0001411



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 인산화-Rac1/2/3-S71 토끼 폴리클로날 항체입니다. 사람 및 쥐의 S71에서 인산화된 Rac1/2/3를 검출하며, 분자량은 21 kDa입니다. 세포 이동, 접착 및 NADPH 산화효소 활성화 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-Rac1/2/3-S71 Rabbit pAb
비고/별칭	MIG5; MRD48; Rac-1; TC-25; p21-Rac1; Phospho-Rac1/2/3-S71
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	5879/5880/5881
GeneID	5879/5880/5881
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 RAC1 (NP_008839.2)의 S71 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Rat)
SWISS	P63000/P15153/P60763
단백질 분자량	21kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)