

Wb, Elisa용 인산화-Rac1/Cdc42-S71 토끼 단클론 항체 - P60953 / P63000

품목 번호: CM0001329



소개

WB 및 ELISA용으로 개발된 인산화-Rac1/Cdc42-S71 토끼 단클론 항체로, 인간 샘플에서 인산화된 Rac1/Cdc42를 특이적으로 검출합니다. 신호전달 경로 연구 및 IVD 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-Rac1/Cdc42-S71 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CDC42Hs; G25K; TKS; Phospho-Rac1/Cdc42-S71
종	인간
유전자ID (인간)	998/5879
유전자ID	998/5879
면역원	인간 Rac1/Cdc42 (P60953/P63000)의 S71 부위 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P60953/P63000
단백질 분자량	24kDa
배송 방식	아이스백