

인산화-Raf1-S338 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, Elisa용 - P04049

품목 번호: CM0000994



소개

Ser338 부위에서 인산화된 Raf1에 특이적인 토끼 다클론 항체입니다 (Swiss-Prot: P04049). 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 생쥐, 쥐 Raf1과 반응합니다. MAPK 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-Raf1-S338 토끼 pAb
비고/별칭	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Phospho-Raf1-S338
종	사람
유전자ID (사람)	5894
유전자ID	5894
면역원	합성 펩타이드: 사람 인산화-Raf1-S338 (NP_002871.1)의 S338 주변 합성 인산화 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P04049
단백질 분자량	73kDa
배송 방법	아이스 팩