

Wb, Elisa용 Phospho-Raptor-Ser792 토끼 단일클론 항체 - Q8N122

품목 번호: CM0000746



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Phospho-Raptor-Ser792 토끼 단일클론 항체입니다. 영양 감지 및 세포 성장 신호 전달 경로에 필수적인 mTORC1 복합체의 조절 구성 요소인 인간 RPTOR를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Raptor-Ser792 Rabbit mAb
비고/별칭	KOG1; Mip1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	57521
유전자 ID	57521
면역원	합성 펩타이드(Synthetic peptide)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q8N122
단백질 분자량	149 kDa
배송	아이스 백(Ice bag)