


## Phospho-Rb-S608 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P06400

품목 번호: CM0000794



### 소개

Phospho-RB-S608 토끼 pAb는 인간 샘플에서 Ser608 위치의 인산화된 RB1을 검출합니다. WB 및 ELISA에서 검증된 이 항체는 핵심 세포주기 조절인자이자 종양 억제인자인 망막아종 단백질을 표적으로 합니다. 암 및 세포주기 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Phospho-RB-S608 토끼 pAb                                             |
| 비고/별칭       | RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S608 |
| 종           | 인간                                                                 |
| 유전자 ID (인간) | 5925                                                               |
| 유전자 ID      | 5925                                                               |
| 면역원         | 합성 펩타이드 (인간 RB (NP_000312.2)의 S608 주변 합성 인산화 펩타이드)                 |
| 원천          | 토끼                                                                 |
| 카테고리        | 인산화 항체                                                             |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                          |
| 교차 반응성      | 인간                                                                 |
| SWISS       | P06400                                                             |
| 단백질 분자량     | 106kDa                                                             |
| 배송          | 아이스 팩                                                              |