


Wb, Ihc-P, Elisa용 Phospho-Rb-S795 토끼 단일클론 항체 - P06400

품목 번호: CM0001527



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 Phospho-RB-S795 토끼 단일클론 항체입니다. Ser795에서 인산화된 사람, 쥐, 및 래트 RB1을 인식합니다. 세포 주기 및 종양 억제제 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Phospho-RB-S795 Rabbit mAb
비고/별칭	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S795
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	5925
항원(Immunogen)	사람 RB의 S795 부근 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 래트(Rat)
SWISS	P06400
단백질 분자량	106kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)