


Wb, Elisa용 Phospho-Rb-S811 Rabbit Pab - P06400

품목 번호: CM0000473



소개

세린 811에서 인산화된 인간 RB를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클로널 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포 주기 조절, 종양 억제 및 E2F 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-RB-S811 Rabbit pAb
비고/별칭	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RBI; Phospho-RB-S811
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5925
GeneID	5925
면역원	합성 펩타이드: 인간 RB (NP_000312.2)의 S811 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P06400
단백질 크기	106kDa
배송	아이스 백(Ice bag)