

Wb 및 Elisa용 Phospho-Relb-S573 토끼 다클로날 항체 - Q01201

품목 번호: CM0000618



소개

S573에서 인산화된 RELB를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. NF-κB 신호 전달, 면역 세포 기능 및 암 생물학 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-RELB-S573 Rabbit pAb
비고/별칭	IREL; I-REL; IMD53; REL-B; Phospho-RELB-S573
종(Species)	사람(Human)
GeneID	5971 (Human)
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q01201
단백질 분자량	62kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)