


Phospho-Rpa2-S4/S8 Rabbit Pab - P15927

품목 번호: CM0001088



소개

RPA2의 S4/S8에서 인산화된 표적에 대한 포스포-특이적 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA 응용에 이상적. 인간 RPA2를 검출하며 쥐와 교차 반응. DNA 복제 및 손상 반응 연구에 적합.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-RPA2-S4/S8 Rabbit pAb
비고/별칭	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34; Phospho-RPA2-S4/S8
종	인간
유전자 ID (인간)	6118
유전자 ID	6118
면역원	합성 펩타이드: 인간 RPA2 (NP_002937.1)의 S4 & S8 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	P15927
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백