


Wb, Elisa용 Phospho-Rpb1 Ctd-T4 Rabbit Mab - P24928

품목 번호: CM0001865



소개

WB 및 ELISA 애플리케이션에 대해 검증된 Phospho-Rpb1 CTD-T4 토끼 단일클론 항체; 인간, 마우스 및 랫트 POLR2A (217kDa)와 교차 반응함. 전사 연구 및 CTD 변형 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Rpb1 CTD-T4 Rabbit mAb
비고/별칭	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpIILS; hsRPB1; hRPE220
종	인간(Human)
유전자 ID	5430
항원	합성 펩타이드 인간 POLR2A의 T4 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P24928
단백질 분자량	217kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)