

Phospho-Rps6Ka5-T581 Rabbit Pab - O75582

품목 번호: CM0001492



소개

Phospho-RPS6KA5-T581 토끼 폴리클론 항체는 인간 RPS6KA5(MSK1)의 인산화된 T581 부위를 특이적으로 검출합니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 쥐와의 교차 반응성을 보입니다. 스트레스 및 미토겐 활성화 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-RPS6KA5-T581 Rabbit pAb
비고/별칭	MSK1; RLPK; MSPK1; Phospho-RPS6KA5-T581
종	인간
유전자 ID (인간)	9252
유전자 ID	9252
면역원	합성 펩타이드, 인간 RPS6KA5 (NP_004746.2)의 T581 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	O75582
단백질 무게	90kDa
배송	아이스백