


Wb, Elisa용 인산화-S6 리보솜 단백질 (Rps6)-S235 토끼 다가클로날 항체 - P62753

품목 번호: CM0001308



소개

Ser235에서 인산화된 RPS6를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다가클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트에서 교차 반응성을 확인하였으며 WB와 ELISA에 검증되었습니다. 세포 성장 및 증식 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S235 Rabbit pAb
비고/별칭	S6; eS6; Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S235
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	6194
면역원	사람 RPS6의 S235 주변 잔기에 해당하는 인산화 특이적 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫드
SWISS	P62753
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)