

Phospho-S6 리보솜 단백질 (Rps6)-S235/236 토끼 Mab - P62753

품목 번호: CM0000831



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 Phospho-RPS6 (S235/236) 토끼 단일클론 항체. 사람, 쥐, 랫트의 29 kDa 인산화 리보솜 단백질 S6을 검출합니다. 세포 성장, 증식 및 번역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-S6 리보솜 단백질 (RPS6)-S235/236 토끼 mAb
비고/별칭	S6; eS6; Phospho-S6 리보솜 단백질 (RPS6)-S235/236
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	6194
유전자 ID	6194
면역원	합성 펩타이드: 사람 S6 리보솜 단백질 (RPS6) (NP_001001.2)의 S235 및 S236 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	P62753
단백질 분자량	29 kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)