

인산화-(Ser/Thr) Atm/Atr 기질 토끼 다클론 항체

품목 번호: CM0000639

소개

ATM/ATR 기질 내 인산화된 세린/트레오닌을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐 시료에서 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. DNA 손상 신호 전달 및 세포주기 체크포인트 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-(Ser/Thr) ATM/ATR 기질 토끼 pAb
종	사람
유전자 ID (사람)	pan p-S/T
면역원	인산화된 S 및 T를 포함하는 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
유래	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
배송	아이스 팩