

Phospho-Sf3B1-T313 Rabbit Pab For Wb, Elisa - O75533

품목 번호: CM0000800



소개

Phospho-SF3B1 (T313) 토끼 폴리클론항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 SF3B1(~146 kDa)과 교차 반응합니다. 스플라이소좀 및 전구체 mRNA 스플라이싱 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-SF3B1-T313 Rabbit pAb
비고/별칭	MDS; PRP10; Hsh155; PRPF10; SAP155; SF3b155; Phospho-SF3B1-T313
종	인간
GeneID (인간)	23451
GeneID	23451
면역원	합성 펩타이드 - 인간 SF3B1 (NP_036565.2)의 T313 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
분류	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75533
단백질 분자량	146kDa
배송	아이스팩