


Phospho-Shc1-Y427 토끼 다클론 항체 - P29353

품목 번호: CM0001636



소개

WB 및 ELISA용 Phospho-SHC1-Y427 토끼 다클론 항체로, 인간 및 마우스 SHC1과 반응합니다. SHC1 신호 전달, 혈관신생 및 산화 스트레스 반응 연구를 위해 Y427 인산화를 특이적으로 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-SHC1-Y427 토끼 다클론 항체
비고/별칭	SHC; SHCA; Phospho-SHC1-Y427
종	인간
유전자ID (인간)	6464
유전자ID	6464
면역원	합성 펩타이드 인간 SHC1 (NP_892113.4)의 Y427 부위를 포함하는 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P29353
단백질 분자량	63kDa
배송 방법	아이스팩