

Wb, Elisa용 Phospho-Ship1-Y1020 Rabbit Pab - Q92835

품목 번호: CM0001928



소개

Phospho-SHIP1-Y1020 Rabbit Polyclonal Antibody는 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA를 위해 인간 SHIP1의 Tyrosine 1020 인산화를 검출합니다. 면역 및 조혈 세포에서 PI3K 경로의 음성 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-SHIP1-Y1020 Rabbit pAb
비고/별칭	SHIP; SHIP1; SHIP-1; hp51CN; SIP-145; p150Ship; Phospho-SHIP1-Y1020
종	Human (인간)
Gene ID (Human)	3635
Gene ID	3635
면역원	합성 펩타이드: 인간 SHIP1 (NP_001017915.1)의 Y1020 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Phosphorylated Antibodies (인산화 항체)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human (인간)
SWISS	Q92835
단백질 크기	133kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)