


Phospho-Shp2-Y542 Rabbit Pab - Q06124

품목 번호: CM0001522



소개

Phospho-SHP2-Y542 Rabbit pAb은 사람, 쥐, 랫트 샘플의 티로신 542에서 인산화된 SHP2를 검출합니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. MAPK 신호 전달 및 암 연구에 필수적입니다. - Q06124

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Phospho-SHP2-Y542 Rabbit pAb
비고/별칭	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3; Phospho-SHP2-Y542
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	5781
유전자 ID	5781
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q06124
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스팩