

웨스턴 블롯 및 Elisa용 Phospho-Sirt1-S47 Rabbit Mab - Q96Eb6

품목 번호: CM0001125



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Phospho-SIRT1 (Ser47) Rabbit Monoclonal Antibody. 인간 SIRT1를 ~82 kDa에서 검출합니다. NAD 의존성 탈아세틸화, 대사, 세포 사멸(apoptosis), 및 DNA 손상 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-SIRT1-S47 Rabbit mAb
비고/별칭	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; Phospho-SIRT1-S47
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	23411
유전자 ID	23411
면역원(Immunogen)	인간 SIRT1 (Q96EB6)의 S47 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q96EB6
단백질 분자량	82kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)