


Wb, Elisa용 Phospho-Smad1-S206 토끼 다클로날 항체 - Q15797

품목 번호: CM0001085



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Phospho-Smad1 (Ser206) 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 쥐, 및 랫트의 세린 206에서 인산화된 Smad1을 검출합니다. BMP 신호 전달 경로 연구 및 인산화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Smad1-S206 Rabbit pAb
비고/별칭	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; Phospho-Smad1-S206
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4086
유전자 ID	4086
면역원	합성 펩타이드: 인간 Smad1 (NP_005891.1)의 S206 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 랫트
SWISS	Q15797
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스팩