


Phospho-Smad2 (S245/S250/S255) Rabbit Mab For Wb And Elisa - Q15796

품목 번호: CM0001588



소개

Phospho-Smad2-S245/S250/S255 토끼 단일클론 항체는 인간 샘플에서 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. TGF-베타 신호 전달의 핵심 매개체인 인산화된 SMAD2를 인식합니다. 신호 전달, 종양 억제 및 발생 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Smad2-S245/S250/S255 Rabbit mAb
비고/별칭	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-S245/S250/S255
종	인간
GeneID (Human)	4087
GeneID	4087
면역원	합성 펩타이드 인간 Smad2 (Q15796)의 S245, S250, S255 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q15796
단백질 분자량	52 kDa
배송	아이스백