


Phospho-Smad2-S465/S467 Rabbit Pab For Wb, Elisa - Q15796

품목 번호: CM0000494



소개

Phospho-Smad2-S465/S467 토끼 폴리클로날 항체는 WB 및 ELISA에 사용됩니다. 인간 및 마우스 샘플(~52 kDa)에서 TGF-베타 활성화 Smad2를 표적합니다. 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Smad2-S465/S467 Rabbit pAb
비고/별칭	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-S465/S467
종	인간
유전자 ID (인간)	4087
면역원	합성 펩타이드 인간 Smad2 (NP_005892.1)의 S465 및 S467 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
분류	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q15796
단백질 무게	52 kDa
배송	아이스백