


Phospho-Smad2-S465/S467 + Smad3-S423/S425 Rabbit Mab (Wb, Elisa 용) - Q15796/P84022

품목 번호: CM0001508



소개

Phospho-Smad2 (S465/S467) 및 Smad3 (S423/S425) Rabbit mAb는 인간, 마우스, 래트 샘플에서 활성화된 SMAD2/3을 특이적으로 검출합니다. TGF-베타 신호 전달 연구에 이상적입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-Smad2-S465/S467 + Smad3-S423/S425 Rabbit mAb
비고/별칭	HSPC193; HsT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; Phospho-Smad2-S465/S467 + Smad3-S423/S425
종	인간
유전자 ID (인간)	4087/4088
유전자 ID	4087/4088
면역원	합성 펩타이드 인간 SMAD2 (NP_005892.1)의 S465 및 S467 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15796/P84022
단백질 분자량	48kDa/52kDa/25kDa/35kDa/43kDa
배송	아이스백