


Phospho-Smad2-T220 Rabbit Pab - Q15796

품목 번호: CM0000743



소개

Phospho-Smad2-T220 Rabbit pAb는 트레오닌 220에서 인산화된 경우에만 내생성 SMAD2 수준을 검출하는 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 마우스 및 래트 샘플과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Smad2-T220 Rabbit pAb
비고/별칭	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-T220
종	사람
GeneID (사람)	4087
GeneID	4087
면역원	합성 펩타이드 사람 Smad2 (NP_005892.1)의 T220 주변 합성 인산화 펩타이드.
원산지	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q15796
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백